



How to Differentiate 3M Surgical Tapes

All 3M surgical tapes have adhesives that are hypoallergenic and do not include natural rubber latex. This table describes their characteristics in relationship to each other.

Characteristics	3M™ Micropore™ Tape	3M™ Transpore™ Tape	3M™ Transpore™ White Tape	3M™ Blenderm™ Tape	3M™ Microfoam™ Tape	3M™ Durapore™ Tape	3M™ Cloth Adhesive Tape	3M™ Medipore™ H Tape	3M™ Kind Removal Silicone Tape
General category	Paper	Perforated plastic	Blend – Paper/Plastic	Plastic	Foam/elastic	Silk-like	Cloth	Soft cloth	Silicone
Backing	Nonwoven rayon	Transparent Polyethylene	Polyester-rayon blend	Transparent Polyethylene	Closed cell PVC	Taffeta acetate	Woven cotton	Polyester	Polyester- rayon blend
Adhesion – initial	Dry – low Moist – high	Dry – high Moist – moderate	Dry – high Moist – moderate	Dry – moderate Moist – low	Dry – low Moist – low	Dry – high Moist – high	Dry – very high Moist – high	Dry – high Moist – moderate	Dry – high Moist – moderate
Adhesion – after 48 hrs	Moderate	Moderate	Moderate	Low	Moderate	Very High	High	Very High	Moderate
Conformability	Moderate	Moderate	Moderate	High	High	Moderate	Moderate	High	Moderate
Stretch	Diagonal	Moderate, more stretch if narrow strips	Diagonal	Moderate in all directions	Crosswise, Lengthwise & Diagonal	Diagonal	Diagonal	Crosswise & Diagonal	Diagonal
Breathability	Very High	Low	High	None	None	Low	High	High	High
Tearability	Easy	Very easy, bi-directional	Easy, bi-directional	Easy, but ruffled edge	Easy	Easy, bi-directional	Easy, bi-directional	Easy at perforations, not lengthwise	Very easy, bi-directional
Water resistance	No	Water Resistant	Water Resistant	Waterproof	Water Resistant	Water Resistant	No	Water Resistant	Water Resistant
Gentleness <i>Repeated taping on adults</i>	Gentle	Less Gentle	Gentle	Less Gentle	Gentle	Less Gentle	Less Gentle	Very Gentle	Very Gentle
Shelf life	5 years	3 years	3 years	5 years	3 years	5 years	2 years	3 years	2 years

Available in Canada from:

3M Canada
P.O. Box 5757
London, ON N6A 4T1
Canada

1 800 563-2921 (Ontario)
1 800 361-4488 (Quebec and Atlantic Canada)
1 800 661-8126 (Western Canada)

www.3M.com/ca/healthcare

3M Health Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN, USA
55144

3M, 3M Science. Applied to Life., Blenderm, Durapore, Medipore, Microfoam, Micropore and Transpore are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Please recycle. Printed in Canada. © 2015, 3M. All rights reserved. 1504-01038



Comment distinguer les rubans chirurgicaux 3M

Tous les rubans chirurgicaux 3M sont dotés d'adhésifs hypoallergiques et de caoutchouc naturel sans latex. Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des rubans les uns par rapport aux autres.

Caractéristiques	Ruban Micropore™ 3M™	Ruban Transpore™ 3M™	Ruban Transpore™ Blanc 3M™	Ruban Blenderm™ 3M™	Ruban Microfoam™ 3M™	Ruban Durapore™ 3M™	Adhésif en toile 3M™	Ruban Medipore™ H 3M™	Silicone à retrait doux 3M™
Catégorie générale	Papier	Plastique perforé	Mélange - Papier/Plastique	Plastique	Mousse/Élastique	Aspect soyeux	Toile	Toile souple	Silicone
Support	Rayonne non tissée	Polyéthylène transparent	Mélange polyester et rayonne	Polyéthylène transparent	PVC à alvéoles fermées	Taffetas acétate	Coton tissé	Polyester	Mélange de polyester et rayonne
Adhérence – initiale	Sec – faible Humide – élevée	Sec – élevée Humide – moyenne	Sec – élevée Humide – moyenne	Sec – modérée Humide – faible	Sec – faible Humide – faible	Sec – élevée Humide – élevée	Sec – très élevée Humide – élevée	Sec – élevée Humide – moyenne	Sec – élevée Humide – moyenne
Adhérence – après 48 h	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Faible	Moyenne	Très élevée	Élevée	Très élevée	Moyenne
Souplesse	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Élevée	Élevée	Moyenne	Moyenne	Élevée	Moyenne
Extension	Diagonale	Moyenne, plus extensible si les bandes sont étroites	Diagonale	Moyenne dans toutes les directions	Dans le sens de la longueur et en diagonale	Diagonale	Diagonale	Dans le sens de la longueur et en diagonale	Diagonale
Perméabilité	Très élevée	Faible	Élevée	Aucune	Aucune	Faible	Élevée	Élevée	Élevée
Déchirement	Facile	Très facile, bidirectionnel	Très facile, bidirectionnel	Facile, mais bord volanté	Facile	Facile, bidirectionnel	Facile, bidirectionnel	Facile aux perforations, pas sur la longueur	Très facile, bidirectionnel
Résistance à l'eau	Aucune	Résistant à l'eau	Résistant à l'eau	Imperméable à l'eau	Résistant à l'eau	Résistant à l'eau	Aucune	Résistant à l'eau	Résistant à l'eau
Douceur <i>Application répétée de ruban sur des adultes</i>	Doux	Moins doux	Doux	Moins doux	Doux	Moins doux	Moins doux	Très doux	Très doux
Durée de péremption	5 ans	3 ans	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans	2 ans	3 ans	2 ans

Offert au Canada par l'entremise de :

3M Canada
C.P. 5757
London, ON N6A 4T1
Canada

3M Health Care/Soins de santé
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN, É.-U.
55144

1 800 563-2921 (Ontario)
1 800 361-4488 (Québec et provinces de l'Atlantique)
1 800 661-8126 (Ouest du Canada)

www.3M.com/ca/healthcare

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Blenderm, Cavilon, Coban, Durapore, Medipore, Microfoam, Micropore, Tegaderm et Transpore sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous une licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 2015, 3M. Tous droits réservés. 1504-01038